



UNE PROTECTION FIABLE POUR VOTRE DAE



Cher client,

Vous trouverez dans cette brochure la gamme de produits ARKY. Chez ARKY, nous croyons aux produits de qualité supérieure, aux prix compétitifs et à l'offre d'un service irréprochable. Les accessoires pour DAE sont tout aussi importants que le défibrillateur lui-même. Pensez par exemple aux armoires, supports muraux ou sacs à dos pour DAE.

En livrant ces produits, nous veillons à ce que les DAE puissent être installés partout et en toutes circonstances. Nous augmentons ainsi l'accessibilité et la mobilité des défibrillateurs. Telle est notre philosophie, qui nous donne aussi l'énergie d'améliorer en permanence la qualité de nos services, jour après jour.

Depuis notre création en 2008, nous avons livré nos produits à des dizaines de milliers de personnes dans plus de 30 pays. Et nous sommes impatients d'améliorer avec vous l'accessibilité des DAE.

Cordialement,

Rogier Balvers  
Business Unit Manager chez ARKY

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the top.



# ARMOIRE EXTÉRIEURE EN POLYURÉTHANE ARKY



- Qualité supérieure**
- ▶ Armoire en polyuréthane antichoc
  - ▶ Protège le DAE contre toutes les conditions météorologiques
  - ▶ 100 % étanche à la poussière et à l'eau
  - ▶ Matériel de fixation inclus



- Dimensions**
- ▶ Dimensions intérieures : 28 x 32 x 18 cm
  - ▶ Dimensions extérieures : 34 x 40 x 20 cm



- Options**
- ▶ Alarme acoustique
  - ▶ Logo personnalisé à l'avant de l'armoire
  - ▶ Scellé inclus
  - ▶ 2 x élément de chauffage (24 V)
  - ▶ Cadenas à chiffres



Armoire extérieure en position horizontale



Armoire extérieure en position verticale

Référence	Description	Intérieur en aluminium	Alarme	Possibilité de fermeture (avec scellé ou cadenas à chiffres)	Éléments de chauffage (24V)
60.212	Armoire extérieure en polyuréthane sans chauffage	✓	✓	✓	
60.213	Armoire extérieure en polyuréthane avec chauffage	✓	✓	✓	✓



# ARMOIRE INTÉRIEURE MÉTALLIQUE ARKY



## Qualité supérieure

- ▶ Armoire métallique robuste
- ▶ Solution idéale pour les bureaux et les espaces publics
- ▶ Logo gravé sur la poignée en aluminium
- ▶ Matériel de fixation inclus



## Dimensions

- ▶ 38 x 38 x 20 cm
- ▶ Convient pour les DAE de toutes les marques



## Options

- ▶ Alarme acoustique
- ▶ Disponible en vert et en blanc
- ▶ Logos DAE ILCOR



Armoire intérieure blanche et verte ARKY



Armoire intérieure verte avec logo DAE ILCOR ARKY

Référence	Description	Alarme	Convient pour les DAE de toutes les marques
60.111	Armoire intérieure métallique blanche		✓
60.112	Armoire intérieure métallique blanche avec alarme	✓	✓
60.121	Armoire intérieure métallique verte		✓
60.122	Armoire intérieure métallique verte avec alarme	✓	✓



# SUPPORT MURAL EN PLEXIGLAS ARKY



## Qualité supérieure

- Support mural en plexiglas
- Montage simple
- Polymère optimisé tant pour la transparence que pour la solidité
- Matériel de fixation inclus



## Dimensions

- 46 x 24 x 15 cm
- Conçu spécialement pour les DAE compacts



## Options

- Autocollants DAE personnalisés



Support mural en plexiglas ARKY



Support mural en plexiglas ARKY - vue latérale

Référence	Description	Autocollants inclus	Matériel de fixation inclus
60.511	Support mural en plexiglas	✓	✓



# SAC À DOS DAE ARKY



## Qualité supérieure

- ▶ Conçu en collaboration avec les services de premiers secours
- ▶ Résiste à l'eau et aux intempéries
- ▶ Aspect robuste
- ▶ Visibilité élevée



## Dimensions

- ▶ Modèle Compact : 31 x 40 x 15 cm
- ▶ Modèle Large : 38 x 56 x 19 cm



## Options

- ▶ Les deux modèles conviennent pour les DAE de toutes les marques
- ▶ Petits sacs modulaires flexibles pour le stockage



Sac à dos DAE ARKY - vue arrière



Sac à dos DAE ARKY Compact et Large

Référence	Description	Résiste aux intempéries	Convient pour les DAE de toutes les marques
60.611	Sac à dos DAE ARKY Compact	✓	✓
60.612	Sac à dos DAE ARKY Large	✓	✓





# SAFESET ARKY



## Contenu

- Tissu microfibre
- Couverture de survie
- Masque respiratoire
- Paire de ciseaux
- Rasoir
- Gants




## Objectif

- Accessoires essentiels pour une réanimation



Kit de réanimation DAE ARKY avec son contenu

Référence	Description
70.112	Safeset



Réseau de distribution ARKY

## NOTRE RÉSEAU

---

Depuis notre création en 2008, nous avons livré nos produits dans plus de 30 pays à travers le monde. Et avec ARKY, nous n'avons de cesse d'étendre notre réseau.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous avez des questions concernant les produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de discuter avec vous.

### Contact

---

ARKY

Verlengde Bremenweg 12  
9723 JV Groningen  
The Netherlands



+31 (0)50 31 16 085



[sales@arkycase.com](mailto:sales@arkycase.com)



[www.arkycase.com](http://www.arkycase.com)



# Votre distributeur pour la Suisse

MSTRC Medical sàrl

En Budron H9

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

+41 22 575 39 90

[www.mstrc-medical.ch](http://www.mstrc-medical.ch) | [info@mstrc-medical.ch](mailto:info@mstrc-medical.ch)

